



CHAISE PERCÉE RÉGLABLE NEW OPEN AVEC GALETTE

UGS: 10144

209.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur totale: 81 / 96cm
- Largeur totale: 62cm
- Profondeur d'assise: 44cm
- Profondeur totale: 51cm
- Hauteur d'assise: 47 / 62cm
- Matériaux: acier époxy, PVC étanche
- Couleur: Gris
- Poids: 6.3kg
- Poids maxi utilisateur: 130kg

**Disponible à la location: 40.- CHF/mois +
Achat du Seau 25.- CHF / 1 fois**

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise percée](#)

CHAISE PERCÉE NEW OPEN + GALETTE – CONFORT, STABILITÉ ET ACCESSIBILITÉ

La **chaise percée réglable** est conçue pour offrir une solution pratique et sécurisée aux personnes à mobilité réduite ou en convalescence. Elle facilite l'accès aux toilettes tout en assurant un confort optimal grâce à son assise stable et adaptée.

Son principal avantage réside dans sa **hauteur ajustable**, ce qui permet d'adapter la chaise à chaque utilisateur et à la configuration de la pièce. **Le seau de 5 litres**, discret et facile d'accès, s'escamote latéralement ou par le dessus, selon vos besoins.

Son **assise ergonomique** de haute qualité intègre une **découpe intime de 21 x 25,5 cm**, offrant un confort supérieur ainsi qu'une bonne hygiène. Sa conception robuste garantit une stabilité optimale lors de l'utilisation quotidienne.

□ Caractéristiques de la chaise percée réglable :

- Hauteur ajustable pour s'adapter à l'utilisateur
- Seau 5L escamotable par le côté ou par le dessus
- Assise confortable avec découpe 21 x 25,5 cm
- Chaise stable et facile à nettoyer
- Convient à un usage domestique ou en institution

Autonomie et confort au quotidien

La **chaise percée New Open réglable** constitue une solution efficace pour conserver son indépendance en toute discrétion. Elle s'adapte à vos besoins et s'intègre facilement dans votre quotidien.

Commandez votre chaise percée – Livraison rapide en Suisse !