



CHAISE PERCÉE RÉGLABLE

UGS: 10144

280.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur totale: 81 / 96cm
- Largeur totale: 62cm
- Profondeur d'assise: 44cm
- Profondeur totale: 51cm
- Hauteur d'assise: 47 / 62cm
- Matériaux: acier époxy, PVC étanche
- Couleur: Gris
- Poids: 6.3kg
- Poids maxi utilisateur: 130kg

Categories: [Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise percée](#)

Chaise percée ajustable en hauteur.
Seau (5L), escamotable par le coté ou par dessus.
Qualité et stabilité de l'assise avec découpe 21x25.5cm.