



## CHAISE PERCÉE STANDARD GR 15

UGS: 10087

290.00 CHF TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Accoudoirs escamotables
- Hauteur assise: 43-61 cm
- Profondeur assise: 47 cm
- Largeur totale: 63 cm
- Profondeur totale: 57 cm
- Largeur entre accoudoirs: 46 cm
- Hauteur total: 79-96 cm
- Poids: 10.5 kg
- Poids max.: 130 kg

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise percée](#)

## CHAISE PERCÉE STANDARD GR 15 – SIMPLICITÉ, CONFORT ET RÉGLAGE ADAPTÉ

La **chaise percée standard GR 15** est une solution fonctionnelle et confortable pour les personnes ayant besoin d'une aide aux toilettes. Sa structure robuste et son assise ergonomique en font un équipement idéal pour un usage à domicile ou en milieu médicalisé.

Cette **chaise WC** dispose d'une **assise moulée ergonomique** et d'un **seau hygiénique intégré** facile à retirer et nettoyer. Les **accoudoirs escamotables** facilitent les transferts latéraux, tout en assurant un bon maintien pendant l'utilisation. De plus, la hauteur est **réglable** pour s'adapter à chaque utilisateur.

La structure en **métal avec finition époxy noire** assure une bonne stabilité et une durabilité à long terme. Ce modèle conjugue praticité et discrétion, tout en garantissant un usage confortable et sécurisé.

### □ Caractéristiques de la chaise percée GR 15 :

- Assise et seau ergonomiques pour un meilleur confort
- Accoudoirs escamotables pour transferts aisés
- Hauteur réglable selon la morphologie
- Pieds en métal avec peinture époxy noire
- Structure robuste et facile à nettoyer

### Une chaise WC fiable et pratique au quotidien

La **chaise percée standard GR 15** améliore le confort des personnes à mobilité réduite et facilite le travail des aidants. Elle répond parfaitement aux besoins essentiels d'autonomie et d'hygiène.

**Commandez votre chaise percée GR 15 – Livraison rapide en Suisse !**