

COUSSIN/DISQUE ROTATIF SIT'N TURN



UGS: 30057

90.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Diamètre: 39cm
- Hauteur: 4cm
- Charge max. utilisateur: 90kg

Categories: [3. Repos](#), [Coussin](#)

Assise rotative semi rigide qui accompagne le mouvement du corps en réduisant les efforts. Constitué de 2 disques rigides avec roulement à billes et de 2 coussins en mousse de 24kg/m3 recouverts d'une housse microfibre déhoussable.