



## COUSSIN/DISQUE ROTATIF

**UGS:** 30019

**59.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Dimensions: diamètre 38cm
- Poids: 0.26kg
- Couleur: Bleu

**Categories:** [3. Repos](#), [Coussin](#)

## COUSSIN/DISQUE ROTATIF – PIVOT DOUX POUR SIÈGES ET LITS

Le **coussin/disque rotatif** s'utilise sur les sièges de voiture, les lits et les chaises pour faciliter les changements de position. Son mécanisme rotatif permet un pivot en douceur jusqu'à trouver la posture idéale, réduisant ainsi les efforts et les tensions au niveau du dos et des hanches.

### □ Caractéristiques principales :

- **Mécanisme à double disque** : Deux disques souples à faible friction tournent en sens inverse sur un disque central en métal.
- **Coussin en mousse** : Offre un confort adapté, recouvert d'un tissu imperméable pour un entretien facile.
- **Fixation Velcro** : Garantit la stabilité du disque sur toute surface, même inclinée.
- **Base antidérapante** : Assure un maintien sécurisé et évite tout glissement involontaire.
- **Composition mixte** : Extérieur en coton résistant et intérieur en nylon pour durabilité maximale.

Grâce à son design léger et compact, le coussin/disque rotatif se glisse facilement sous les hanches ou sur le siège. Il peut être transporté partout, dans un sac ou une boîte de rangement, pour vous accompagner dans vos déplacements.

### □ Applications :

- Faciliter l'entrée et la sortie de la voiture
- Aider aux transferts lit-fauteuil sans effort
- Améliorer le confort au bureau ou à table

### □ Entretien et nettoyage :

- Nettoyage rapide avec un chiffon humide et savon doux
- Compatible avec désinfectants sans chlore pour un usage médical

Le **coussin/disque rotatif** est la solution idéale pour améliorer l'autonomie et prévenir les tensions lors de chaque transfert ou repositionnement.

**Commandez dès maintenant votre coussin/disque rotatif pour un pivot en douceur et un confort optimal !**