



## COUSSIN GEL MOUSSE ALOVA ERGONOMIQUE

**UGS:** 30040

**214.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: 9cm
- Profondeur: 43cm
- Largeur total: 43cm
- Poids coussin: 1.4kg
- Normes feu: EN597-1 et 2
- Poids max. utilisateur: 100kg
- Housse Pu/Jersey
- Housse lavable jusqu'à 90°

**Categories:** [Coussin](#), [Repos](#)

Coussin moulé en matière viscoélastique favorisant l'immersion des parties du corps en contact avec le support pour réduire les valeurs de pression maximales.

Protection intégrale avec surface inférieure adhérente et optimisation du confort par thermorégulation grâce aux propriétés du textile Promust PU (jersey enduit de polyuréthane). Poignée de portage sur l'avant de la housse.