



## COUSSIN GELTOP

UGS: 30041

240.00 CHF – 260.00 CHF Plage de prix :

240.00 CHF à 260.00 CHF TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: 5.5cm
- Profondeur coussin: 40 ou 43cm
- Largeur coussin: 40 ou 45cm
- Poids max. utilisateur: 95kg
- Livré avec housse

Categories: [3. Repos](#), [Coussin](#)

## COUSSIN GELTOP – GEL ET MOUSSE POUR PRÉVENTION ESCARRES

Le **coussin GelTop** combine une couche de gel souple et une mousse de soutien pour réduire les points de pression. Conçu pour les patients à risque d'escarres faible à moyen, il améliore le confort lors des positions assises prolongées.

### ❑ Caractéristiques principales :

- **Couche de gel GelTop** : Offre un soulagement immédiat en répartissant les charges.
- **Mousse de soutien** : Assure une stabilité et un maintien durable.
- **Réduction des points de pression** : Aide à prévenir les escarres chez les patients à risque faible à moyen.
- **Housse amovible** : Facile à nettoyer et compatible avec les désinfectants hospitaliers.
- **Poignée de transport** : Permet de déplacer et positionner le coussin aisément.

Idéal pour une utilisation à domicile ou en établissement de santé, le **coussin GelTop** offre un soutien ergonomique et préventif.

**Commandez votre coussin GelTop dès maintenant pour un confort et une protection accrus !**

SKU	Price	Description	Assise
30041	240.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS SPÉCIFICATIONS	40x40x5.5cm
30042	260.00 CHF TVA incluse		43x45x5.5cm