



## COUSSIN MOUSSE ALOVA ERGONOMIQUE

UGS: 30040

214.00 CHF TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: 9cm
- Profondeur: 43cm
- Largeur total: 43cm
- Poids coussin: 1.4kg
- Normes feu: EN597-1 et 2
- Poids max. utilisateur: 100kg
- Housse Pu/Jersey
- Housse lavable jusqu'à 90°

Categories: [3. Repos](#), [Coussin](#)

## COUSSIN MOUSSE ERGONOMIQUE – SOUTIEN ET CONFORT OPTIMAL

Le **coussin mousse Alova ergonomique** est moulé en viscoélastique pour favoriser l'immersion des zones de contact et réduire les pressions maximales. Il s'adapte à la morphologie pour un maintien personnalisé.

### ☐ Caractéristiques principales :

- **Mousse viscoélastique** : Forme anatomique pour une immersion optimale.
- **Housse adhérente** : Base antidérapante assurant la stabilité sur toute surface.
- **Thermorégulation** : Textile Promust PU (jersey enduit de polyuréthane) pour un confort thermique.
- **Poignée frontale** : Facilite le transport et le retrait du coussin.
- **Hygiène hospitalière** : Housse compatible avec détergents et désinfectants.

Idéal pour prévenir les escarres et améliorer le confort lors de positions assises prolongées, le **coussin mousse Alova** allie sécurité et bien-être.

**Commandez votre coussin mousse Alova ergonomique dès aujourd'hui pour un soutien efficace et durable !**