



COUSSIN MOUSSE FLO-TECH CONTOUR VISCO

UGS: 30027

360.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur assise: 9cm
- Profondeur coussin: 40.5, 43, 45.5, 53, 56cm
- Largeur coussin: 35.5, 38, 40.5, 43, 45.5, 48, 50.5, 60cm
- Poids à partir de: 1.6kg
- Revêtement lavable en machine: 80°C
- Poids max. utilisateur: 125kg

Categories: [3. Repos](#), [Coussin](#)

Le coussin Flo-tech Contour Visco est composé d'une base en mousse Haute Résilience de 40kg/m³ recouverte d'une mousse viscoélastique à mémoire de forme de 80kg/m³.

Ce coussin moulé bénéficie d'une forme anatomique et d'une hauteur de mousse viscoélastique sous les ischions supérieure à 60mm.

Il favorise ainsi l'immersion des parties du corps en contact avec le support et de ce fait assure une bonne répartition des pressions de contact.

Existe en 8 largeurs et 5 profondeurs.