



## DÉAMBULATEUR/FAUTEUIL ROULANT ROLLZ MOTION<sup>2</sup> - 2-EN-1

**UGS:** 20146  
**1'090.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- pour une hauteur de 160 cm à 190 cm
- charge max: 125 kg
- profondeur du siège: 42 cm
- largeur du siège: 45 cm
- hauteur du siège: 55 cm
- largeur total : 67cm
- avec freins à tambour et aide au basculement
- incl. repose-pieds
- nouveau : incl. pinces 3 en 1, sans poche filet
- nouveau : incl. Rollz Fit (tracker d'activité physique)

**Categories:** [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

## ROLLATOR 4 ROUES COMBINÉE AVEC FAUTEUIL ROULANT LÉGER – POLYVALENCE ET CONFORT AU QUOTIDIEN

Le **Rollz Motion 2-en-1** est une solution innovante combinant un rollator haut de gamme et un fauteuil roulant de transport en un seul produit. Conçu pour les personnes souhaitant conserver leur autonomie tout en anticipant les moments de fatigue, il permet de passer facilement de la marche assistée à une position assise poussée par un accompagnant.

En **mode rollator**, le Rollz Motion offre une excellente stabilité et une grande maniabilité grâce à ses grandes roues et à son châssis robuste. Les poignées ergonomiques réglables en hauteur assurent une posture confortable et sécurisée lors de la marche.

En quelques manipulations simples, il **se transforme en fauteuil roulant** confortable, avec repose-pieds escamotables et assise adaptée. Cette double fonctionnalité en fait un compagnon idéal pour les sorties prolongées, les voyages ou les environnements nécessitant de longues distances.

### □ Caractéristiques principales :

- Fonction 2-en-1 : rollator + fauteuil roulant de transport
- Transformation rapide sans outils

- Grandes roues pour une conduite fluide en intérieur comme en extérieur
- Poignées réglables en hauteur
- Freins sécurisés avec fonction parking
- Repose-pieds amovibles et faciles à installer
- Assise confortable avec dossier de soutien
- Structure pliable pour un transport et un stockage facilités

#### Bénéfices utilisateur :

- Maintien de l'autonomie avec assistance ponctuelle
- Réduction de la fatigue lors des déplacements
- Idéal pour les sorties longues et les voyages
- Solution rassurante pour l'utilisateur et son accompagnant

#### Un rollator 4 roues vraiment multifonction

Choisissez le **rollator 4 roues ROLLZ MOTION 2-EN-1** pour vous déplacer en toute sécurité, tout en profitant d'un confort d'assise lorsqu'il est nécessaire. **Commandez-le dès maintenant – Livraison rapide en Suisse !**

#### □ Démonstration du Rollz Motion

#### □ Transformation rollator □ fauteuil roulant

#### □□□ Utilisation en conditions réelles

SKU	Price	Description	Couleur
20146	1'090.00 CHF TVA incluse		Blanc
20146	1'090.00 CHF TVA incluse		Noir
20146	1'090.00 CHF TVA incluse		Violet foncé
20146	1'090.00 CHF TVA incluse		Island bleu
20146	1'090.00 CHF TVA incluse		Rose

