



DISQUE DE TRANSFERT TOURNANT

UGS: 40011

80.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Couleur: Noir
- Diamètre: 40.5cm
- Poids: 1kg
- Poids max. utilisateur: 115kg

Categories: [4. Aide/Confort](#), [Accessoire d'aide/confort](#)

DISQUE DE TRANSFERT TOURNANT 360° – PLATEAU PIVOTANT POUR TRANSFERTS SÉCURISÉS

Le **disque de transfert tournant 360°** simplifie les transferts des personnes pouvant se tenir debout mais ayant des difficultés à pivoter. Ce plateau pivotant rend le passage chaise-lit, lit-voiture ou fauteuil-chaise fluide et sécurisé, tout en réduisant les tensions et douleurs dorsales.

Conçu comme un *plateau tournant* léger et robuste, cet outil de transfert se glisse sous les pieds ou les semelles et tourne sans à-coups. De plus, sa rotation à 360° assure une transition douce et continue, évitant les efforts brusques. Par ailleurs, il offre une autonomie accrue aux utilisateurs et un confort de travail pour les aidants.

□ Caractéristiques principales :

- **Rotation complète** : Pivot à 360° pour des mouvements sans restriction.
- **Construction durable** : Plastique ABS renforcé, léger et résistant à l'usure.
- **Surface antidérapante** : Assure un maintien sûr du pied pendant la rotation.
- **Installation rapide** : Aucun outil nécessaire, suffit de placer le disque au sol.
- **Polyvalence** : Sert de *rotateur de transfert* pour chaise, lit, voiture ou fauteuil.

Ensuite, ce **disque de transfert tournant** s'utilise tant en maison de retraite qu'à domicile. Il favorise un soutien actif et préventif, limitant les risques de chutes et de gestes traumatisants. De plus, son design compact se range facilement dans un sac ou sous un lit.

Commandez dès maintenant votre disque de transfert tournant 360° pour des transferts plus sûrs et plus confortables !

