



ÉLÉVATEUR DE BAIN GALAPAGOS

UGS: 10132

690.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Poids: 9.6kg sans la télécommande
- Hauteur de l'élévateur max.: 107.5cm
- Assise réglable en hauteur de 8 à 48cm
- Dimensions du socle: 31x61.2cm
- Dimensions assise: Larg. 36cm x Prof.50 cm
- Dimensions dossier: 36x65cm
- Poids max. utilisateur: 140kg
- Couleur: Blanc

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Siège de bain](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

ÉLÉVATEUR DE BAIN GALAPAGOS – CONFORT, SÉCURITÉ ET AUTONOMIE DANS LA BAIGNOIRE

L'élévateur de bain Galapagos permet de prendre un bain confortablement, car ce siège vous descend doucement au fond de votre baignoire et vous remonte lorsque vous avez terminé. Il a été conçu avec du plastique léger recyclé de qualité. Cela permet à l'élévateur de bain d'être plus facile à transporter ou à ranger (et donc à l'emporter lorsque que vous n'êtes pas chez vous). La batterie lithium-ion lui permettant de fonctionner est située dans la télécommande. Le moteur et la télécommande sont totalement étanches et peuvent être utilisés même sous l'eau. Le châssis est robuste et s'articule, permettant au siège de monter jusqu'à 48 cm et de descendre jusqu'à 8 cm de hauteur. Fonction sécurité : l'élévateur ne descend plus si la batterie de la télécommande n'est plus suffisamment rechargée et permet uniquement la remontée du siège élévateur. Equipé d'un capitonnage complet, même sur les plages latérales. Le produit ne nécessite aucun montage et est utilisable dès réception.

□ Caractéristiques de l'élévateur de bain Galapagos :

- Dimensions assise : larg. 40 x prof. 50 x haut. 8 à 48 cm. Larg. avec plages latérales : 72,5 cm. Dimensions dossier : larg. 36 x haut. 65 cm. Dimensions base : larg. 31 x prof. 61,2 cm. Montée 45s, descente 30s. Batterie 15 V 2.2Ah. Temps de charge 3 heures. Inclinaison du dossier maximum 45°. Poids sans télécommande : 9,6 kg. Poids maximum utilisateur : 140 kg. Garantie à vie sur moteur et structure, 2 ans sur batterie et télécommande.

Un accès à la baignoire en toute sérénité

L'élévateur de bain Galapagos est une solution idéale pour allier autonomie, confort et sécurité. Il s'intègre facilement dans votre salle de bain et s'adapte aux besoins de chaque utilisateur.

