



## ÉLÉVATEUR DE BAIN ORCA

UGS: 10132

1'090.00 CHF TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Poids: 10.8kg
- Hauteur de l'élévateur max.: 107.5cm
- Assise réglable en hauteur de 6 à 42cm
- Dimensions du socle: 29.5x58cm
- Dimensions assise: 49x37.5cm
- Dimensions dossier: 36x66.5cm
- Poids max. utilisateur: 140kg
- Couleur: Blanc

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Siège de bain](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

## ÉLÉVATEUR DE BAIN ORCA – CONFORT, SÉCURITÉ ET AUTONOMIE DANS LA BAIGNOIRE

La gamme **Aquatec Orca** propose un **élévateur de bain** performant et ergonomique, conçu pour offrir un accès sécurisé à la baignoire. Il convient parfaitement aux personnes à mobilité réduite souhaitant conserver leur autonomie lors de la toilette.

**Grâce à son système de vérin puissant** et sa conception bien pensée, l'**élévateur de bain Orca** permet une descente et une remontée souples, sans effort. De plus, le **dossier est inclinable jusqu'à 40°** pour un confort optimal pendant le bain.

L'appareil est **alimenté par une batterie intégrée à la télécommande ergonomique**. Par mesure de sécurité, il est impossible de descendre si la batterie est insuffisamment chargée, garantissant ainsi que l'utilisateur puisse toujours remonter.

L'**Orca** est facile à installer et à entretenir. Il se démonte en deux parties pour un rangement pratique. Sa **base antiglisse** assure une excellente stabilité, et sa **housse est amovible et lavable à 60 °C**.

### ▣ Caractéristiques de l'élévateur de bain Orca :

- Système de vérin fluide et silencieux
- Dossier inclinable jusqu'à 40°
- Batterie intégrée dans la télécommande
- Blocage de descente en cas de batterie faible
- Démontable en 2 parties pour faciliter le transport



- Base antiglisse et housse lavable à 60 °C

## Un accès à la baignoire en toute sérénité

L'**élévateur de bain Orca** est une solution idéale pour allier autonomie, confort et sécurité. Il s'intègre facilement dans votre salle de bain et s'adapte aux besoins de chaque utilisateur.

**Commandez votre Orca – Livraison rapide en Suisse !**

