



## ELÉVATEUR DE BAIN ORCA

**UGS:** 10132

**1'090.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Poids: 10.8kg
- Hauteur de l'élévateur max.: 107.5cm
- Assise réglable en hauteur de 6 à 42cm
- Dimensions du socle: 29.5x58cm
- Dimensions assise: 49x37.5cm
- Dimensions dossier: 36x66.5cm
- Poids max. utilisateur: 140kg
- Couleur: Blanc

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Siège de bain](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

La gamme *Aquatec Orca* est une gamme d'élévateur de bain permettant d'accéder à la baignoire en toute sécurité.

La conception de l'*Aquatec Orca* et la position du moteur assurent une descente en toute souplesse et sans effort (Système de vérin très performant).

Plusieurs configurations disponibles pour s'adapter à tous les utilisateurs avec notamment un dossier inclinable jusqu'à 40°.

L'*Aquatec Orca* fonctionne avec une batterie intégrée dans la télécommande ergonomique. En cas de décharge, il n'est pas possible de descendre à l'intérieur du bain pour un maximum de sécurité. Il est démontable en 2 parties, possède une base antidérapante et une housse amovible et lavable à 60°.

