



ENFILE BAS DE COMPRESSION EASY

UGS: 40017

80.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Largeur: 20.5cm
- Hauteur: 31cm
- Couleur: Blanc
- Matière: Acier revêtu Epoxy

Categories: [4. Aide/Confort](#), [Enfile chaussettes ou bas](#)

Idéal pour les personnes qui ont des difficultés à tendre leurs mains et/ou ayant peu de force dans la partie supérieure du corps.

Les poignées coulissent le long de l'enfile bas pour faciliter l'application des bas et chaussettes.

La colonne centrale (qui maintient le bas) est pourvue d'un petit butoir qui empêche tout mouvement lors de l'application.

La colonne est élargie sur sa partie supérieure pour pouvoir convenir à des personnes ayant un mollet fort.

Le revêtement époxy rend la surface du **Donner** doux au toucher, et réduit les risques de déchirure des bas.

