



## ENFILE CHAUSSETTES

**UGS:** 40029

**15.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Longueur: 23cm
- Poids: 0.08kg

**Categories:** [4. Aide/Confort](#), [Enfile chaussettes ou bas](#)

Le passage de la chaussette est facilitée avec cet enfile-chaussette en plastique souple. Les fentes dans le noyau en plastique lui permettent de se plier autour du talon. Intérieur doublé en nylon pour réduire les frictions, extérieur doublé de tissu éponge pour maintenir la chaussette. Muni de 2 cordes à boucles qui permettent l'application des chaussettes d'une seule main.