



ENLÈVE BAS ET BAS DE COMPRESSION BUTLER OFF

UGS: 40016

50.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Patient: Mobile ou immobile
- Stable, robuste
- Très facile à utiliser
- Couleur: Magenta

Categories: [4. Aide/Confort](#), [Enfile chaussettes ou bas](#)

Le medi Butler Off permet de retirer les bas de compression facilement et sans effort pour se pencher. Ce butler a l'apparence d'un chausse-pied avec un bâton long. Avec le medi Butler Off, le bas de compression glisse facilement vers le bas lors du retrait, jusqu'en dessous du talon. Cela protège la peau et le tricotage du bas de compression. Ce produit n'est pas recommandé pour le retrait des bas mediven forte et toutes les qualités de tricotage à plat mediven.