



FAUTEUIL COQUILLE DE REPOS ALTITUDE

UGS: 30064

2'100.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Largeur siège: 38, 40, 42, 44, 48cm
- Largeur hors tout: 71cm
- Profondeur siège: 44, 46, 48cm
- Profondeur hors tout: 109cm
- Inclinaison siège: 0 à 40°
- Hauteur dossier: 79, 81, 83cm selon Ht de coussin 10, 8, 6cm
- Hauteur totale: 129 à 134cm
- Poids: 34kg
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Poids max. utilisateur version XXL: 150kg

Categories: [3. Repos](#), [Fauteuil de repos](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

FAUTEUIL COQUILLE DE REPOS ALTITUDE – CONFORT MODULABLE

Le **fauteuil coquille de repos Altitude** propose un soutien ergonomique, disponible en cinq largeurs (38–48) et trois profondeurs d'assise. Il est livré avec une housse amovible, un coussin anti-escarres, un harnais de sécurité et un appui-tête réglable.

□ Caractéristiques principales :

- **5 largeurs** : Du 38 au 48 pour un ajustement précis.
- **3 profondeurs** : Pour s'adapter à toutes les morphologies.
- **Housse amovible** : Lavable pour une hygiène optimale.
- **Coussin anti-escarres** : Préviens les points de pression.
- **Harnais et appui-tête** : Sécurité et confort renforcé.
- **Option tablette** : Disponible en accessoire pour plus de fonctionnalité.
- **Taille XXL** : Version collectivité pour usage intensif.

Ce **fauteuil Altitude** allie confort, sécurité et modularité. Adapté aux besoins spécifiques, il optimise la posture et le bien-être des utilisateurs.

Découvrez-le en vidéo :

Commandez votre fauteuil coquille de repos Altitude dès maintenant pour un confort personnalisé !

