



FAUTEUIL D'AISANCE WHEELABLE

UGS: 10130

1'600.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Poids: 11.6kg
- Poids maximum supporté: 130kg
- Fabriqué en matière plastique avec des composants innovants
- Parties métalliques en acier inox

Dimensions ouvert:

- Largeur: 48cm
- Largeur d'assise: 41cm
- Profondeur: 67cm
- Profondeur d'assise: 43cm
- Hauteur d'assise: 53cm
- Hauteur du dossier: 39cm
- Hauteur totale: 92cm

Dimensions plié:

- Largeur: 23cm
- Hauteur: 54cm
- Longueur: 67cm

Options (non comprises):

- Seau pour chaise
- Sac de transport
- Assise de siège

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise de douche](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Unique et révolutionnaire, le fauteuil roulant de WC pliant **Wheelable** permet à une personne à mobilité réduite de faire face, en toute indépendance, à des situations quotidiennes considérées comme banales.

Le fauteuil roulant de WC pliant a été conçu de manière à ce que l'utilisateur puisse lui-même monter et démonter son fauteuil facilement et rapidement à l'aide d'une seule main depuis un fauteuil.

Il redonne plus d'autonomie à son utilisateur dans des situations à la fois banales et intimes.

Le fauteuil de WC Wheelable permet d'accéder aux toilettes d'ordinaires inaccessibles en fauteuil. La position des roues sous l'assise est innovante et permet à l'utilisateur de reculer lui-même vers les toilettes sans besoin d'un espace conséquent autour, et sans se soucier d'un rayon de braquage important. De plus, il permet de se déplacer plus facilement dans les endroits étroits.

Transportable, il peut être emmenée n'importe où notamment grâce à son sac de transport (en option).

Agréable, il est doté de repose-bras pliants qui assurent un confort supplémentaire en position assise.

Totalement hydrofuge, le fauteuil Wheelable vous permet également de prendre votre douche.

