



## FAUTEUIL D'AISANCE WHEELABLE

**UGS:** 10130

**1'600.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Poids: 11.6kg
- Poids maximum supporté: 130kg
- Fabriqué en matière plastique avec des composants innovants
- Parties métalliques en acier inox

#### *Dimensions ouvert:*

- Largeur: 48cm
- Largeur d'assise: 41cm
- Profondeur: 67cm
- Profondeur d'assise: 43cm
- Hauteur d'assise: 53cm
- Hauteur du dossier: 39cm
- Hauteur totale: 92cm

#### *Dimensions plié:*

- Largeur: 23cm
- Hauteur: 54cm
- Longueur: 67cm

#### *Options (non comprises):*

- Seau pour chaise
- Sac de transport
- Assise de siège

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Chaise de douche](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

## FAUTEUIL D'AISANCE WHEELABLE – COMPACT, PLIANT ET ULTRA MANIABLE

Le **fauteuil d'aisance Wheelable** est une véritable révolution pour les personnes à mobilité réduite. Conçu pour offrir un maximum d'autonomie dans des situations intimes du quotidien, il permet d'accéder facilement aux toilettes et à la douche, même dans les espaces les plus exigus.

Son **design pliable et compact** permet à l'utilisateur de le monter et le démonter sans aide, à l'aide d'une seule main, directement depuis un autre fauteuil. **Grâce à la position unique de ses roues sous l'assise**, il peut reculer en toute facilité vers les toilettes, sans grand rayon de braquage, et sans encombrement.

**Le fauteuil Wheelable est aussi 100 % hydrofuge**, ce qui le rend idéal pour la douche. Il est doté de **repose-bras pliants** pour un confort accru en position assise, et peut être transporté partout grâce à son **sac de transport en option**.

#### ▣ **Caractéristiques du fauteuil d'aisance Wheelable :**

- Pliant, ultra maniable et facile à monter seul
- Permet l'accès à des toilettes ou douches exigus
- Roues placées sous l'assise pour un gain d'espace
- 100 % hydrofuge, utilisable sous la douche
- Repose-bras pliants pour plus de confort
- Transportable avec sac en option

#### **Liberté et autonomie au quotidien**

Le **fauteuil d'aisance Wheelable** offre une liberté de mouvement unique. Il s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent retrouver de l'autonomie dans des situations personnelles, en toute discrétion et facilité.

**Commandez votre fauteuil Wheelable – Livraison sur commande en Suisse.**

