



FAUTEUIL DE REPOS ALTITUDE

UGS: 30064

2'100.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Largeur siège: 38, 40, 42, 44, 48cm
- Largeur hors tout: 71cm
- Profondeur siège: 44, 46, 48cm
- Profondeur hors tout: 109cm
- Inclinaison siège: 0 à 40°
- Hauteur dossier: 79, 81, 83cm selon Ht de coussin 10, 8, 6cm
- Hauteur totale: 129 à 134cm
- Poids: 34kg
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Poids max. utilisateur version XXL: 150kg

Categories: [Fauteuil de repos](#), [Repos](#)

Ce fauteuil coquille est disponible en 5 largeurs du 38 au 48 et 3 profondeurs d'assise. Livré avec une housse amovible, un coussin anti-escarres, un harnais et un appui-tête. Une tablette est disponible en option. Existe en taille XXL pour les collectivités.

