



FAUTEUIL DE REPOS BRETAGNE AVEC OU SANS ROUE

UGS: 30063

1'889.00 CHF – 2'099.00 CHF Plage de prix :
1'889.00 CHF à 2'099.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Largeur siège: 50cm
- Largeur hors tout: 63.5cm
- Profondeur siège: 48cm
- Profondeur hors tout: 88.5cm (y compris poignée)
- Hauteur siège: 50cm
- Hauteur dossier: 75cm
- Hauteur totale: 126cm
- Inclinaison dossier: 0 à 45°
- Accoudoirs réglables: 15 à 21cm
- Poids: 34.7kg
- Poids max. utilisateur: 130kg

Categories: [3. Repos](#), [Fauteuil de repos](#)

FAUTEUIL DE REPOS BRETAGNE SANS ROUE – ÉLÉGANCE ET CONFORT

Le **fauteuil de repos Bretagne sans roue** signé VERMEIREN combine un design raffiné et un dossier ergonomique pour vous offrir un confort absolu. Conçu pour s'intégrer dans toute chambre, il associe le charme du bois à la souplesse du cuir artificiel.

□ Personnalisation et finitions :

- **Configurations au choix** : Disponible en plusieurs essences de bois et teintes de revêtement.
- **Sans roulettes** : Modèle stable sans roues, idéal pour un usage fixe.
- **Design modulaire** : Option roues et barre de poussée disponible sur d'autres versions.
- **Assemblage soigné** : Structure robuste en bois massif pour une durabilité maximale.
- **Revêtement** : Cuir artificiel haut de gamme, facile à nettoyer et résistant à l'usure.

En outre, ce **fauteuil de repos Bretagne** offre un large dossier inclinable et des accoudoirs généreux. De plus, son assise moelleuse préserve votre posture et réduit les points de pression.

□ Pourquoi choisir le Bretagne sans roue ?

- Adaptation parfaite à l'espace grâce à l'absence de roulettes
- Personnalisation infinie pour s'harmoniser à votre décor

- Fabrication européenne par VERMEIREN, gage de qualité

Le **fauteuil de repos Bretagne sans roue** est l'option idéale pour allier esthétique et détente. Commandez-le dès maintenant pour créer un coin repos sur-mesure dans votre intérieur !

SKU	Price	Description	Roues	Revêtement	Cadre
30063	1'889.00 CHF TVA incluse		Sans roues	Skai brun foncé	Hêtre
30063	1'889.00 CHF TVA incluse		Sans roues	Skai brun foncé	Hêtre gris
30063	1'889.00 CHF TVA incluse		Sans roues	Skai brun clair	Hêtre
30063	1'889.00 CHF TVA incluse		Sans roues	Skai brun clair	Hêtre gris
30063	1'889.00 CHF TVA incluse		Sans roues	Skai noir	Hêtre
30063	1'889.00 CHF TVA incluse		Sans roues	Skai noir	Hêtre gris
30063	2'099.00 CHF TVA incluse		Avec roues	Skai brun foncé	Hêtre
30063	2'099.00 CHF TVA incluse		Avec roues	Skai brun foncé	Hêtre gris
30063	2'099.00 CHF TVA incluse		Avec roues	Skai brun clair	Hêtre
30063	2'099.00 CHF TVA incluse		Avec roues	Skai brun clair	Hêtre gris
30063	2'099.00 CHF TVA incluse		Avec roues	Skai noir	Hêtre
30063	2'099.00 CHF TVA incluse		Avec roues	Skai noir	Hêtre gris

