



FAUTEUIL DE TRANSFERT 48CM

UGS: 20123

385.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Couleur: Bleu
- Prof. Siège: 42cm
- Prof. Totale: avec repose-pieds: 95cm
- Haut. Dossier: 38cm
- Haut. Accoudoir: 22cm
- Poids: 9.4 ou 10kg (sans repose-pied)
- Larg. Siège: 42 ou 48cm
- Larg. totale: 59 ou 64cm
- Poids max. utilisateur: 115kg

Categories: [Fauteuil roulant](#), [Mobilité](#)

Fauteuil de transfert idéal, léger, pliable en quelques secondes et compact. Que ce soit en voyage, à l'hôpital ou dans un aéroport, pour un transfert d'un point A à un point B, ce fauteuil est facile à plier, entreposer, et demande peu d'entretien.

Caractéristiques et avantages:

- Poignées ergonomiques
- Deux freins séparés de parking
- Un frein utilisateur
- Accoudoirs rembourrés
- Ceinture de sécurité
- Dossier cassant
- Palettes de repose-pieds inclinables
- Système de pliage rapide

