



## FAUTEUIL DE TRANSFERT ACTION2 NG TRANSIT LITE

**UGS:** 20160

**499.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Couleur: Moka
- Hauteur d'assise 48.5 / 51cm
- Profondeur d'assise 40cm
- Dossier pliant à mi-hauteur livré hauteur 43 cm
- Profondeur d'assise 40 cm Largeur HT = largeur d'assise + 10 cm
- Longueur HT 99,5cm
- Roues arrière 12" bandage noir axes fixes Roues avant 7" bandage noir
- Freins tambour tierce-personne avec fonction parking et freins utilisateurs
- Accoudoirs crantés, relevables et amovibles Tubes anti-bascule
- Ceinture de maintien de série
- Poids max utilisateur 125kg

**Categories:** [2. Mobilité](#), [Fauteuil roulant](#)

## FAUTEUIL DE TRANSFERT ACTION2 NG TRANSIT LITE – LÉGER, PLIABLE ET PRÊT À VOYAGER

Découvrez le Fauteuil **Action 2 NG Transit Lite**, **léger, compact** et **facile à manier**. Son châssis réduit le rend plus facile à transporter et à ranger dans les espaces exigus. Compatible avec la gamme d'options de l'Action 2 NG, il est facile à configurer et à entretenir pour répondre à vos besoins. Il vous accompagne partout où vous avez besoin d'aller. En route pour de nouvelles aventures !

### □ **Caractéristiques et avantages :**


- Structure légère et compacte pour un transport facilité
- Fauteuil pliant avec faible encombrement une fois replié
- Dossier rabattable pour un rangement optimisé dans un véhicule
- Châssis robuste avec excellente maniabilité en intérieur comme en extérieur
- Poignées de poussée ergonomiques pour l'accompagnant
- Freins accompagnant avec fonction parking intégrée
- Roues arrière compactes idéales pour les espaces restreints
- Accoudoirs confort relevables facilitant les transferts
- Repose-pieds escamotables et amovibles

- Palettes repose-pieds réglables en hauteur avec sangles talonnières
- Toiles d'assise et de dossier confortables et faciles d'entretien
- Fauteuil pensé pour le transport, les déplacements ponctuels et les interventions mobiles
- Convient parfaitement aux postes sanitaires, collectivités, voyages et véhicules de transport
- Ceinture de sécurité incluse

## Une solution pratique pour tous vos déplacements

Le **Fauteuil de transfert Action2 NG Transit Lite** est parfait pour les aidants comme pour les utilisateurs. **Commandez-le dès aujourd'hui – Livraison rapide en Suisse !**

SKU	Price	Description	Assise
20160	499.00 CHF TVA incluse		Any Assise



**Données techniques**

Plus de 200 modèles de fauteuils roulants adaptés aux besoins de chaque utilisateur. Choisissez le modèle qui correspond à vos besoins.

Modèle	Largeur	Poids max.	Hauteur	Profondeur	Assise	Assise	Assise
Action 2 NG Transit Lite	480 / 500 / 520 mm	100 kg	1050 mm	450 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Action 2 NG	480 / 500 / 520 mm	100 kg	1050 mm	450 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Action 2 NG	480 / 500 / 520 mm	100 kg	1050 mm	450 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

**Catégorie de produits**

1000