



FAUTEUIL RELEVEUR CONFORT PREMIUM – 3 MOTEURS – MOBIO

UGS: 30054-55

2'999.00 CHF TVA incluse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Dimensions hors tout, longueur × largeur × hauteur** : 80 × 67 × 114 cm
- **Largeur d'assise** : 52 cm
- **Hauteur d'assise** : 49 cm
- **Profondeur d'assise** : 50 cm
- **Hauteur du dossier** : 75 cm
- **Nombre de moteurs** : 3 moteurs indépendants
- **Appui-tête** : réglable manuellement
- **Fonction zéro gravité** : oui
- **Fonction releveur électrique** : oui
- **Capacité de charge maximale** : 160 kg
- **Disponibilité géographique** : Suisse uniquement

Categories: [3. Repos](#), [Fauteuil releveur](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **1 à 2 semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

FAUTEUIL RELEVEUR CONFORT PREMIUM - 3 MOTEURS -

Le **Comfort Premium de Mobio** est un fauteuil releveur haut de gamme doté de **trois moteurs indépendants**. Il permet d'ajuster séparément le dossier, le repose-jambes et la fonction releveur afin d'obtenir une position confortable et personnalisée.

Son assise ergonomique, sa position zéro gravité et son appui-tête réglable manuellement en font une solution adaptée au repos quotidien comme aux environnements de soins.

Confort supérieur et design contemporain

Le fauteuil releveur **Comfort Premium** associe confort ergonomique, technologie avancée et design scandinave. Il accompagne l'utilisateur lors de l'assise et du lever tout en proposant plusieurs positions de relaxation.

Grâce à ses **trois moteurs indépendants**, le dossier, le repose-jambes et le mécanisme de relevage peuvent être réglés avec précision. L'utilisateur peut ainsi choisir une position adaptée pour lire, se détendre, garder les jambes surélevées ou se reposer.

La **position zéro gravité** favorise une répartition plus homogène du poids du corps et contribue à réduire les points de pression. L'assise généreuse et le dossier haut assurent un bon soutien au quotidien.

Le fauteuil dispose également d'un **appui-tête réglable manuellement**, permettant d'ajuster le soutien de la tête et de la nuque selon la position choisie.

Avec sa capacité de charge maximale de **160 kg**, le Comfort Premium convient aussi bien à une utilisation privée qu'à certains environnements médico-sociaux ou de soins.

POINTS FORTS

- Fauteuil releveur électrique haut de gamme
- Trois moteurs indépendants
- Réglage précis du dossier et du repose-jambes
- Fonction releveur facilitant le passage à la position debout
- **Position zéro gravité**
- Assise ergonomique et généreuse
- Dossier haut assurant un bon soutien
- Appui-tête réglable manuellement
- Design scandinave moderne
- Plusieurs positions de relaxation
- Convient à une utilisation à domicile ou en institution
- **Charge maximale de 160 kg**

REVÊTEMENTS DISPONIBLES

- **Simili cuir noir** – UGS.
- **Simili cuir gris** – UGS.
- **Microfibre anthracite** – UGS.

SKU	Price	Description	Modèle
30070-1	2'999.00 CHF TVA incluse		Simili cuir Noir
30070-2	2'999.00 CHF TVA incluse		Simili cuir Gris
30070-3	2'999.00 CHF TVA incluse		Microfibre anthracite

