



## FAUTEUIL RELEVEUR ONTARIO 2 MOTEURS

**UGS:** 30054

**1'589.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Indépendance totale entre le dossier et le relève-jambes
- Angle de dossier réglable de 26° à 43°
- Télécommande a fil
- Poche latérale
- Largeur 84.5cm, Profondeur 96cm, Hauteur 114.5cm
- Hauteur accoudoirs: 14cm
- Hauteur dossier: 67cm
- Hauteur assise: 50cm
- Largeur assise: 48cm
- Profondeur assise: 53cm
- Poids: 53kg
- Matière: tissu ou simili cuir (skai)
- Couleur: Tissu: Brun ou Beige / Skai: Brun, Noir ou Taupe
- Poids max.: 150kg

**Categories:** [3. Repos](#), [Fauteuil releveur](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **1 à 2 semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

## FAUTEUIL RELEVEUR ONTARIO – CONFORT ET INDÉPENDANCE

Le **fauteuil releveur ONTARIO 2 moteurs** associe confort et praticité grâce à ses deux moteurs séparés pour le dossier et le relève-jambes. Il vous aide à passer de la position assise à la position debout sans effort.

### ☐ Modes d'utilisation :

- **Mode assis** : Parfait pour regarder la télévision.
- **Mode allongé** : Ajustez le dossier et le relève-jambes selon vos besoins.
- **Mode releveur** : Facilite le redressement en toute sécurité.

Équipé d'une télécommande intuitive, le **fauteuil 2 moteurs** offre un réglage simple et rapide pour un confort personnalisé.

**Découvrez-le en action dans cette vidéo :**

**Commandez votre fauteuil releveur ONTARIO 2 moteurs dès maintenant pour une expérience de confort et d'autonomie !**

