



## FAUTEUIL ROULANT ACTION1 R

**UGS:** 20062-38

**890.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Largeur d'assise: 380/405/430/455/480/505mm
- Profondeur d'assise: 425mm
- Pente d'assise: 3°
- Hauteur d'assise: 495mm
- Angle de dossier: 7°
- Hauteur du dossier: 430mm
- Angle des potences: 70°
- Longueur des potences: 330-460mm
- Hauteur des accoudoirs: 240mm
- Largeur hors-tout: Largeur d'assise + 195mm
- Largeur pliée hors-tout: 250mm
- Largeur hors-tout avec potence: 1085/1125mm
- Longueur hors-tout sans potence: 835/875mm
- Hauteur hors-tout: 950mm
- Poids du fauteuil: 17.5kg
- Poids de transport: 10kg
- Poids max. utilisateur: 125kg

**Disponible à la location: 75.- CHF/mois**

**Categories:** [2. Mobilité](#), [Fauteuil roulant](#)

Le fauteuil roulant Invacare Action1 R est conçu avec un châssis en acier ce qui lui confère une solidité exceptionnelle et un poids maîtrisé.

Le fauteuil roulant Action1 R est la réponse idéale pour ceux qui cherchent un fauteuil roulant de qualité, robuste, économique et simple d'utilisation. Il partage de nombreux éléments avec le reste de la famille Action, comme les freins, les roues, les repose-jambes, le porte-canne, ou encore la tige porte-sérum. Cela vous permettra d'adapter facilement votre fauteuil pour répondre à votre besoin.

La rétrocompatibilité des pièces au sein de la gamme réduit la complexité de gestion, de prescription et d'ajustement des produits.

L'Action1 a été conçu pour offrir une bonne manoeuvrabilité en intérieur comme en extérieur, aussi bien en propulsion manuelle qu'en version transit manipulée par une tierce personne ou double. Son système de pliage par simple ou double croisillon, sa compacité et ses roues arrière à démontage rapide facilitent le transport et le stockage.

SKU	Price	Description	Assise
20062-38	890.00 CHF TVA incluse	<b>SPÉCIFICATIONS</b> <b>Disponible à la location: 75.- CHF/mois</b>	38cm
20062-40	890.00 CHF TVA incluse	<b>SPÉCIFICATIONS</b> <b>Disponible à la location: 75.- CHF/mois</b>	40cm
20062-43	890.00 CHF TVA incluse	<b>SPÉCIFICATIONS</b> <b>Disponible à la location: 75.- CHF/mois</b>	43cm
20062-45	890.00 CHF TVA incluse	<b>SPÉCIFICATIONS</b> <b>Disponible à la location: 75.- CHF/mois</b>	45cm
20062-48	890.00 CHF TVA incluse	<b>SPÉCIFICATIONS</b> <b>Disponible à la location: 75.- CHF/mois</b>	48cm
20062-50	890.00 CHF TVA incluse	<b>SPÉCIFICATIONS</b> <b>Disponible à la location: 75.- CHF/mois</b>	50cm