



## FAUTEUIL ROULANT D200-V

**UGS:** 20060-38

**1'099.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Largeur d'assise: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52cm
- Largeur totale: 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72cm
- Longueur totale: 99.5, 104.5cm
- Hauteur réglable d'assise: 47, 50, 53cm
- Profondeur assise: 39.5 ou 45cm
- Hauteur réglable accoudoirs: 22, 24cm
- Hauteur dossier: 45-51cm
- Largeur plié: 30cm
- Poids: 16.2kg
- Poids maxi utilisateur: 130kg

**Categories:** [2. Mobilité](#), [Fauteuil roulant](#)

**Le Fauteuil roulant D200-V est disponible uniquement sur commande. Il faut compter un délai de livraison de 2 à 3 à semaines. Pour plus d'information merci de nous contacter.**

Il est léger et manuel pour une utilisation temporaire ou permanente avec différents réglages:

- 3 hauteurs d'assise (47, 50 ou 53cm).
- Plusieurs profondeurs d'assise.
- Hauteurs d'accoudoirs.
- Palettes repose-pieds réglable en hauteur et inclinaison.

La gamme des Fauteuils roulant D200-V est livrée de série avec des freins arrières à tambours et des roulettes anti-bascule.

La couleur du cadre en bleu royal vous garantit un aspect brillant.

#### Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le D200-V est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

**Le fauteuil roulant D200-V est conçu pour s'adapter à vos besoins. Votre fauteuil-roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse.**

SKU	Price	Description	Assise
20060-38	1'099.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	38cm
20060-40	1'099.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	40cm
20060-42	1'099.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	42cm
20060-44	1'099.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	44cm
20060-46	1'099.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	46cm
20060-48	1'099.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	48cm
20060-50	1'099.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	50cm
20060-52	1'099.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	52cm