



## FAUTEUIL ROULANT D200-V

**UGS:** 20060

**1'055.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Largeur d'assise: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52cm
- Largeur totale: 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72cm
- Longueur totale: 99.5, 104.5cm
- Hauteur réglable d'assise: 47, 50, 53cm
- Profondeur assise: 39.5 ou 45cm
- Hauteur réglable accoudoirs: 22, 24cm
- Hauteur dossier: 45-51cm
- Inclinaison dossier: 5°
- Largeur plié 30cm
- Matériaux: aluminium
- Poids: 16.5kg
- Poids maxi utilisateur: 130kg

**Categories:** [Fauteuil roulant](#), [Mobilité](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Fauteuil roulant léger manuel pour utilisation temporaire ou permanente avec différents réglages:

- 3 hauteurs d'assise.
- Profondeurs d'assise.
- Hauteurs d'accoudoirs.
- Fauteuil livré de série avec freins arrières à tambours et roulettes anti-bascule.
- Palettes repose-pieds réglable en hauteur et inclinaison.