



FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE LÉGER VERSO

UGS: 20149

4'450.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Largeur totale: 59.8cm
- Longueur totale: 107.8cm
- Hauteur totale: 93.7-100.2cm
- Largeur assise: 44 à 50cm
- Hauteur de dossier: 40 à 48cm
- Profondeur d'assise 42 à 48cm
- Vitesse 6km/h
- Autonomie 15km
- Poids: 26kg
- Couleur de cadre: noir ou blanc
- Avec roues 24" incluses
- Poids max utilisateur: 130kg

Categories: [2. Mobilité](#), [Fauteuil roulant](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE LÉGER VERSO – CONFORT, MOBILITÉ ET ADAPTABILITÉ

Le **Fauteuil roulant électrique léger Verso** est conçu pour les utilisateurs en quête de mobilité et de confort. Grâce à sa conception légère et sa batterie lithium amovible, le Verso offre une **adaptabilité remarquable** pour des déplacements en toute sécurité et sans compromis. Ce fauteuil motorisé est l'option idéale pour ceux qui souhaitent une plus grande liberté de mouvement tout en bénéficiant du confort d'un fauteuil roulant électrique.

☐ Caractéristiques principales :

- **Légèreté et maniabilité** : Conçu pour offrir une mobilité aisée sans sacrifier le confort.
- **Batterie lithium amovible** : Facile à retirer et à recharger pour une utilisation quotidienne.
- **Accoudoirs amovibles et réglables** : Ajustables pour plus de confort selon les besoins de l'utilisateur.
- **Poignées de poussée réglables** : 5 positions pour s'adapter à la hauteur de l'utilisateur.
- **Dossier réglable en hauteur** : Offrant un soutien supplémentaire grâce à 4 sangles de tension réglables.
- **Profondeur d'assise ajustable** : De 42 à 48 cm pour un confort personnalisé.
- **Repose-pieds rabattables et réglables** : Amovibles et ajustables en longueur pour plus de commodité.

- **Coussin respirant 3D NET** : Pour une meilleure circulation de l'air et un confort optimal.

Le fauteuil roulant électrique léger Verso vous offre une expérience de conduite fluide et agréable, tout en restant extrêmement facile à manœuvrer grâce à sa construction légère et ses fonctionnalités avancées.

Découvrez-le en action dans cette vidéo :

Commandez dès aujourd'hui votre fauteuil roulant électrique léger Verso pour une mobilité sans compromis !

