



FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE LÉGER VERSO

UGS: 20149

4'520.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Largeur totale: 59.8cm
- Longueur totale: 107.8cm
- Hauteur totale: 93.7-100.2cm
- Largeur assise: 44 à 50cm
- Hauteur de dossier: 40 à 48cm
- Profondeur d'assise 42 à 48cm
- Vitesse 6km/h
- Autonomie 15km
- Poids: 26kg
- Couleur de cadre: noir ou blanc
- Avec roues 24" incluses
- Poids max utilisateur: 130kg

Categories: [2. Mobilité](#), [Fauteuil roulant](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Fauteuil roulant électrique léger et adaptable avec batterie lithium amovible

Verso est un fauteuil roulant électrique polyvalent et agile. Sa conception légère en fait un fauteuil roulant parfait pour les utilisateurs en mouvement qui souhaitent étendre leur mobilité sans compromettre leur confort.

Il offre à son utilisateur une adaptabilité remarquable. Conçu en fusionnant la durabilité du châssis d'un fauteuil roulant manuel avec les caractéristiques avancées de deux roues arrière motorisées, Verso est un choix parfait pour un fauteuil roulant motorisé confortable et léger. La batterie au lithium peut être retirée pour être rechargée facilement, ce qui facilite l'utilisation quotidienne.

L'ENSEMBLE STANDARD:

Accoudoirs amovibles et réglables. Poignées de poussée réglables en hauteur - 5 positions. Dossier réglable en hauteur avec 4 sangles de réglage de la tension. Batterie au lithium amovible, équipée d'un verrou de sécurité. Profondeur d'assise réglable de 42 à 48 cm. Repose-pieds rabattable et amovible, réglable en longueur. Coussin 3D NET respirant. Sangles de talon Sangle de sécurité avec fermeture rapide

