



FAUTEUIL ROULANT ULTRA LÉGER VIDA

UGS: 20142

680.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Largeur d'assise: 45cm
- Largeur totale: 68cm.
- Longueur totale: 103cm
- Hauteur d'assise: 46cm
- Profondeur assise: 39cm
- Hauteur dossier: 43cm
- Couleur: Gris
- Poids: 11,4kg
- Poids maxi utilisateur: 100kg

Disponible à la location: 75.- CHF/mois

Categories: [2. Mobilité](#), [Fauteuil roulant](#)

Le Fauteuil roulant ultra léger Vida est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Que vous planifiez un voyage, partiez en excursion ou souhaitez simplement rester mobile, le fauteuil roulant Vida est le bon choix.

Il est

- Parfait pour les voyages et la mobilité en déplacement
- Poids plume et conception compacte
- Conçu pour une flexibilité maximale
- Accoudoirs réglable en hauteur

Avec son poids léger et son design compact, le fauteuil roulant ultra léger Vida est le compagnon idéal pour le coffre, le train ou l'avion. Pesant seulement 11.4kg, il peut être facilement transporté et emporté partout.

Outre sa transportabilité pratique, le fauteuil roulant Vida se caractérise également par son rapport qualité-prix optimal. Vous obtenez un fauteuil roulant de haute qualité, à la fois durable et fonctionnel, sans grever votre budget. Le fauteuil roulant Vida vous offre la liberté et l'indépendance que vous souhaitez sans aucun compromis.

