



FAUTEUIL ROULANT ULTRA LÉGER VIDA

UGS: 20142

680.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Largeur d'assise: 45cm
- Largeur totale: 68cm
- Longueur totale: 103cm
- Hauteur d'assise: 46cm
- Profondeur assise: 39cm
- Hauteur dossier: 43cm
- Couleur: Gris
- Poids: 11,4kg
- Poids maxi utilisateur: 100kg

Disponible à la location: 75.- CHF/mois

Categories: [2. Mobilité](#), [Fauteuil roulant](#)

Le Fauteuil roulant ultra léger Vida est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

FAUTEUIL ROULANT ULTRA LÉGER VIDA – MOBILITÉ, CONFORT ET PRATICITÉ

Que vous planifiiez un voyage, partiez en excursion ou souhaitiez simplement rester mobile, le **fauteuil roulant ultra léger Vida** est le bon choix. Il combine un poids léger, une conception compacte et une grande facilité de transport.

□ Pourquoi choisir le fauteuil roulant ultra léger :

- **Parfait pour les voyages et la mobilité en déplacement**
- **Poids plume et conception compacte** pour un transport facile
- **Conçu pour une flexibilité maximale** afin de s'adapter à toutes vos activités
- **Accoudoirs réglables en hauteur** pour un confort personnalisé

Avec un poids de seulement **11,4 kg**, le fauteuil roulant Vida est le compagnon idéal pour les voyages en voiture, train ou avion. Sa **conception légère** et **compacte** permet de l'emporter partout sans difficulté.

En plus de sa transportabilité pratique, le fauteuil roulant Vida se distingue par un **rapport qualité-prix optimal**. Il offre une **durabilité** et **fonctionnalité** exceptionnelles, tout en restant abordable. Ce fauteuil roulant vous offre la liberté et l'indépendance que vous souhaitez, sans compromis.

Commandez dès aujourd'hui votre fauteuil roulant Vida et profitez de la liberté de mouvement où que vous soyez !

