



FAUTEUIL ROULANT ULTRA LÉGER

UGS: 20142

680.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Largeur d'assise: 45cm
- Largeur totale: 68cm.
- Longueur totale: 103cm
- Hauteur d'assise: 46cm
- Profondeur assise: 39cm
- Hauteur réglable des accoudoirs
- Hauteur dossier: 43cm
- Couleur: Gris
- Poids: 11,4kg
- Poids maxi utilisateur: 100kg

Disponible à la location: 75.- CHF/mois

Categories: [Fauteuil roulant](#), [Mobilité](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Fauteuil roulant super léger manuel pour utilisation temporaire ou permanente:

- Parfait pour les voyages et la mobilité en déplacement
- Poids plume et conception compacte
- Conçu pour une flexibilité maximale
- Accoudoirs réglable en hauteur.

