



## FAUTEUIL ROULANT V100 T50

UGS: 20143

935.00 CHF TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Largeur d'assise: 50cm
- Largeur totale: 68cm
- Longueur totale: 101cm
- Hauteur réglable d'assise: 54cm
- Profondeur assise: 45cm
- Hauteur réglable accoudoirs: 24cm
- Hauteur dossier: 42cm
- Inclinaison dossier: 5°
- Matériaux: aluminium
- Poids: 18kg
- Poids maxi utilisateur: 130kg
- Freins tambours: inclus

Categories: [2. Mobilité](#), [Fauteuil roulant](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

### FAUTEUIL ROULANT V100 T50 – CONFORT ET RÉGLAGES PERSONNALISÉS

Le **fauteuil roulant V100 T50** est un modèle léger, idéal pour une **utilisation temporaire ou permanente**. Conçu pour offrir un confort optimal et une **flexibilité maximale**, il dispose de nombreux réglages pour s'adapter à vos besoins spécifiques.

#### □ Caractéristiques du fauteuil roulant V100 :

- **3 hauteurs d'assise** pour un ajustement parfait à votre morphologie
- **2 profondeurs d'assise** pour plus de confort et de stabilité
- **3 hauteurs d'accoudoirs** pour un soutien optimal
- **Manchettes accoudoirs réglables** en profondeur pour s'adapter à vos besoins
- **Freins arrière à tambours**, fournis en série pour plus de sécurité

Ce fauteuil roulant est conçu pour offrir une **mobilité maximale** tout en étant facile à utiliser et à transporter. Avec ses **réglages personnalisables**, il répond parfaitement aux besoins des utilisateurs à la recherche d'un fauteuil confortable et adapté à leurs exigences.

**Commandez dès aujourd'hui votre fauteuil roulant V100 T50 pour un confort et une sécurité optimaux !**