



## GUIDON DE TRANSFERT TINA

**UGS:** 90015

**740.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Diamètre du disque: 48cm
- Poids max.: 130kg
- Poids: 16kg

**Disponible à la location: 65.- CHF/mois**

**Categories:** [6. Divers](#), [Lève-personne](#)

Le guidon de transfert **Tina** est un outil pratique qui rend le patient actif lors du transfert d'une position assise à une autre position assise en passant par la position debout. Il sécurise la personne transférée et soulage la personne aidante.