



LAMPE DE LUMINOThÉRAPIE TURBO

UGS: 90007

369.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Dist. traitement 40cm (2500lux), 20cm (10'000lux)
- Temps de traitement 30 à 120 minutes
- Dimensions H51.5xL19.5xP15cm
- Variateur de lumière (luminothérapie ou ambiance)
- Poids 3.15kg
- Indications: Blues de l'hiver, Déprime
- Indications: Troubles du sommeil, diff. d'endormissement
- Indications: Fatigue, hypersomnie, somnolence
- Indications: Manque d'énergie, diff. de concentration

Categories: [Divers](#), [LuminoThérapie](#)

La TUBO est une lampe est à la frontière entre luminothérapie et éclairage intérieur. Pour les personnes peu mobiles, ne pouvant sortir à la lumière extérieure durant des périodes prolongées, elle permet d'améliorer la qualité et la quantité de lumière dans les pièces à vivre.

Son utilisation conseillée est de 20 à 60 minutes avec le variateur poussé au maximum, à une distance de 35-45cm.

Le reste de la journée, la lampe peut rester allumée comme éclairage standard et le variateur de lumière permet de réduire l'intensité en fin de journée.

