



LÈVE PERSONNE ÉLECTRIQUE PIÈTEMENT MANUEL BIRDIE EVO

UGS: 90001

2'799.00 CHF – 2'949.00 CHF Plage de prix :
2'799.00 CHF à 2'949.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Longueur entraxe roues: 122cm
- Largeur intérieur pieds avants fermés: 64cm
- Largeur intérieur pieds avants ouverts: 102cm
- Hauteur sol-potence: 41.5-166cm
- Diamètre roues: 10cm
- Poids: 40kg
- Autonomie batterie: 40 cycles
- Rayon mini de rotation: 1.4m
- Hauteur cadre: 11.5cm
- Hauteur sol/sous cadre: 3.5cm
- Poids maxi: 180kg

Categories: [6. Divers](#), [Lève-personne](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Avec un maximum d'espace pour l'utilisateur, la gamme de lève-personnes Birdie EVO propose un système de levage et de transfert au lit ou depuis le lit, transfert depuis une chaise ou depuis le sol. Système de levage ergonomique pour permettre la rotation à 360° du patient.

Livré de série avec fléau 2 points de 45cm ou 4 points de 55cm selon modèle.

Ces lèves personnes sont conçus pour un pliage / dépliage en toute simplicité, sans outils.

Ils peuvent être démontés en 2 parties, toujours sans outils.

Livré sans Sangle.

SKU	Price	Description	Option
90001	2'799.00 CHF TVA incluse		Sans sangle
90001	2'949.00 CHF TVA incluse		Avec sangle M
90001	2'949.00 CHF TVA incluse		Avec sangle L

