



LÈVE PERSONNES VERTICALISATEUR PIÈTEMENT MANUEL ISA STANDARD

UGS: 90002

3'099.00 CHF – 3'394.00 CHF Plage de prix :
3'099.00 CHF à 3'394.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Longueur hors tout: 108cm
- Largeur hors tout fermé: 63.5cm
- Largeur intérieur pieds ouverts: 96cm
- Largeur intérieur pieds fermés: 49.5cm
- Diamètre roues: 10cm
- Autonomie batterie: 82 cycles
- Rayon mini de rotation: 1.26m
- Hauteur cadre: 11cm
- Hauteur sol/sous-cadre: 3.5cm
- Taille patient recommandée: 140-190cm
- Poids max.: 160kg
- Poids: 48kg

Categories: [6. Divers](#), [Lève-personne](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Le verticalisateur ISA est un lève-personnes dynamique compact qui permet de transférer rapidement la plupart des patients d'une position asise à une autre (lit/fauteuil/toilettes/etc). Platine de support des genoux réglable en hauteur d'une seule main avec 6 positions pour s'adapter à la taille du patient.

Il permet deux types de transfert:

- Transfert debout pour les patients disposant d'un bon tonus musculaire
- Transfert assis pour les patients disposant d'un faible tonus musculaire

Bouton d'arrêt d'urgence, indicateur visuel et auditif de la charge de la batterie, repose-pieds anti-dérapant, poignées ergonomiques, bras de levage extensible.

Plaques repose-pieds amovibles et arrondies pour s'approcher au plus près des toilettes.

SKU	Price	Description	Repose pied	Sup. mollet	Protect° pied
90002	3'394.00 CHF TVA incluse		Avec repose pied	Any Sup. mollet	Any Protect° pied
90002	3'359.00 CHF TVA incluse		Avec repose pied	Any Sup. mollet	Any Protect° pied
90002	3'295.00 CHF TVA incluse		Avec repose pied	Any Sup. mollet	Any Protect° pied
90002	3'260.00 CHF TVA incluse		Avec repose pied	Any Sup. mollet	Any Protect° pied
90002	3'233.00 CHF TVA incluse		Sans repose pied	Any Sup. mollet	Any Protect° pied
90002	3'198.00 CHF TVA incluse		Sans repose pied	Any Sup. mollet	Any Protect° pied
90002	3'134.00 CHF TVA incluse		Sans repose pied	Any Sup. mollet	Any Protect° pied
90002	3'099.00 CHF TVA incluse		Sans repose pied	Any Sup. mollet	Any Protect° pied

