



LIT ÉLECTRIQUE BARIATRIQUE INTERVAL XXL

UGS: 30025

4'699.00 CHF – 4'999.00 CHF Plage de prix :
4'699.00 CHF à 4'999.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

Lit à trois moteurs, Barrières de lit incluses,
Livré avec potence, 4 roues avec freins

Interval XXL 120 cm

- Largeur: 133 cm
- Longueur: 208 cm
- Position minimum: 37 cm
- Position maximum: 80.5 cm
- Inclination relève-buste: 70.5°
- Poids utilisateur: 275 kg

Interval XXL 140 cm

- Largeur: 153 cm
- Longueur: 208 cm
- Position minimum: 37 cm
- Position maximum: 80.5 cm
- Inclination relève-buste: 70.5°
- Poids utilisateur: 275 kg

Categories: [3. Repos](#), [Lit électrique](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

LIT ÉLECTRIQUE BARIATRIQUE INTERVAL XXL – PUISSANCE ET CONFORT

Le **lit électrique bariatric Interval XXL** est idéal pour les patients nécessitant un support robuste et un ajustement précis. Équipé de trois moteurs, il permet de régler la hauteur du lit, le relève-buste, le relève-jambe et la flexion des genoux à l'aide d'une télécommande ergonomique.

□ Caractéristiques principales :

- **3 moteurs indépendants** : Hauteur, dossier et jambes pour un confort personnalisé.
- **Position basse** : Utilisable en tant que lit à plancher bas, base réglable sur deux hauteurs.
- **Transport facilité** : Adaptateur de transport inclus pour déplacer et stocker le lit.
- **Accessoires complets** : Livré avec télécommande, potence, barrières de sécurité et roues

freinées.

- **Sommier métal** : Structure renforcée pour une durabilité et un usage bariatrique.

Conçu pour allier puissance et facilité d'utilisation, le **lit électrique bariatrique XXL** offre un soutien optimal en établissement ou à domicile. Son châssis métallique et ses accessoires garantissent un environnement de soins sécurisé.

Commandez dès maintenant votre lit électrique bariatrique Interval XXL pour un confort et une sécurité accrue !

SKU	Price	Description	Largeur
30025XL	4'699.00 CHF TVA incluse		L.120
30025XXL	4'999.00 CHF TVA incluse		L.140