



LIT ÉLECTRIQUE CLUB, - SOMMIER BOIS OU MÉTAL

UGS: 30001

1'830.00 CHF – 2'399.00 CHF Plage de prix :
1'830.00 CHF à 2'399.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Lit à quatre moteurs
- Hauteur sommier: 330mm ou 400mm
- Réglage électrique de la hauteur: 350 à 760mm
- Surface de couchage: 900mm x 2000mm
- Dimensions hors tout: 1005mm x 2125mm
- Barrières de lit incluses
- Livré avec potence
- 4 roues avec freins
- Option : Extension de 20cm incluant barre latérales, Largeur Sommier Total de 220cm
- Charge utile max (patient et matelas): 165kg

Disponible à la location: 85.- CHF/mois

Categories: [3. Repos](#), [Lit électrique](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

LIT ÉLECTRIQUE CLUB - SOMMIER BOIS OU MÉTAL – CONFORT ET PRATICITÉ À CHAQUE RÉGLAGE

Le **Lit électrique CLUB - Sommier bois ou métal** est conçu pour offrir un confort optimal aux patients. Il dispose de 4 moteurs réglables facilement via une télécommande, permettant d'ajuster la hauteur, le relève-jambe, le relève-buste et la flexion des genoux.

□ Caractéristiques principales du Lit électrique CLUB :

- **Réglage électrique à 4 moteurs** : Permet un ajustement facile de la hauteur, du relève-jambe, du relève-buste et de la flexion des genoux pour un confort maximal.
- **Hauteur ajustable** : Le lit peut être utilisé en position basse grâce à son réglage de base à deux hauteurs différentes.
- **Adapté au transport** : Facile à déplacer et à stocker grâce à un adaptateur de transport

inclus.

- **Complet avec accessoires** : Télécommande, potence, barrières et roues freinées pour un usage sécurisé et pratique.
- **Choix de sommier** : Disponible avec sommier en bois ou métal pour s'adapter à vos besoins.

Le **Lit électrique CLUB** est la solution idéale pour allier confort, sécurité et facilité d'utilisation dans tout environnement de soins. Parfaitement conçu pour les patients, il garantit un soutien optimal tout en facilitant les déplacements et l'adaptation aux différents besoins de chaque utilisateur.

Commandez dès maintenant votre Lit électrique CLUB pour une expérience de sommeil confort optimal !

SKU	Price	Description	Sommier	Longueur
30001	1'830.00 CHF TVA incluse		Latte bois	Sans extension
30001	2'399.00 CHF TVA incluse		Latte bois	Avec extension 20cm
30001	1'830.00 CHF TVA incluse		Sommier métal	Sans extension
30001	2'399.00 CHF TVA incluse		Sommier métal	Avec extension 20cm

