



LIT ÉLECTRIQUE LUNA,2 - SOMMIER BOIS OU MÉTAL

UGS: 30001

2'200.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Lit à quatre moteurs
- Hauteur sommier: 330mm ou 400mm
- Réglage électrique de la hauteur: 400 à 800mm ou 330 à 730mm
- Surface de couchage: 900mm x 2000mm
- Dimensions hors tout: 1020mm x 2170mm
- Barrières de lit incluses
- Livré avec potence
- 4 roues avec freins
- Charge utile max (patient et matelas): 175kg

Disponible à la location: 85.- CHF/mois

Categories: [Lit électrique](#), [Repos](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 jours**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Lit de soins électrique 4 moteurs facilement réglable avec sa télécommande pour: réglage hauteur, relève jambe, relève buste et plicature des genoux.

Ce lit de soins peut être utilisé comme lit à plancher bas parce que la hauteur de la base de lit peut être adaptée à deux hauteurs différentes.

Facile à transporter et stocker grâce à l'adaptateur de transport fourni.

Livré avec télécommande, potence, barrières et roues freinées.

Disponible avec sommier bois ou métal.

