



LIT MÉDICALISÉ ULTRA BAS ILICO

UGS: 30058

2'450.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Tension: 24V
- Largeur lit: 90cm
- Largeur hors tout: 102.5cm
- Longueur lit: 200cm
- Longueur hors tout: 208cm
- Hauteur couchage: 298 mm à 828 mm
- Poids: 85kg
- 4 roues freinées ensembles
- Possibilité de 1/2 barrière en option (300.- CHF)
- Poids max. utilisateur: 140kg

Categories: [3. Repos](#), [Lit électrique](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Avec sa transformation en bois d'hêtre et ses rails latéraux continus en bois, ce modèle complète non seulement le caractère domestique, mais aussi le niveau de sécurité élevé. Avec son sommier à lattes, le Luna-UL est idéal pour être utilisé comme lit à plancher bas.

Equipement de base:

- lit à quatre moteurs
- réglage électrique de la hauteur de 205mm à 615mm
- réglage électrique de la partie de la tête
- réglage électrique de la partie jambe
- démontable, facile à mettre en place
- 2 paires de rails latéraux en bois avec poignée
- livré avec potence
- 4 roues freinables
- Base à lamelles en métal, facile et hygiéniquement à nettoyer
- cadre à lattes en bois en option
- Taille du matelas: 90cm x 200cm