



MARCHEPIED EMPILABLE

UGS: 10012

140.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions de la plaque: 45x35cm
- Hauteur de chaque plaque: 2.5cm
- Hauteur possible: 2.5 / 5 / 7.5 / 10cm
- Poids max. utilisateur: 500kg

Categories: [Bain/Douche/Toilettes](#),
[Marchepied](#)

Le marchepied K40 est modulable en ajoutant ou enlevant des plaques afin de régler la hauteur nécessaire.

Chaque plaque mesure 2.5cm d'épaisseur et se loge dans la plaque inférieure afin de rendre l'empilement stable.

Il est composé de 4 plaques, 2 packs peuvent être utilisés pour construire un empilement jusqu'à un maximum de 20cm de hauteur sous réserve de votre propre évaluation des risques.

Il comporte 4 pieds en caoutchouc et une surface texturée antidérapante.

