



MATELAS À AIR MÉDICALISÉ AVEC COMPRESSEUR – PROTECTOR 3

UGS: 30060

720.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: 11cm
- Dimensions totales: 200 x 85cm
- Tension: 220-240V – 50/60Hz
- Matériaux: PVC – PU – PA
- Poids: 4.7kg
- Poids maxi utilisateur: 140kg

Disponible à la location: 75.- CHF/mois

Categories: [3. Repos](#), [Matelas](#)

Matelas à alternance composé de 17 tubes qui se gonflent et dégonflent alternativement pour prévenir des escares.

Convient pour haut risque d'escares.

Livré avec compresseur et connecteur rapide.

