



## MATELAS À AIR MÉDICALISÉ AVEC COMPRESSEUR PROTECTOR 3

**UGS:** 30060  
**720.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: 11cm
- Dimensions totales: 200 x 85cm
- Tension: 220-240V – 50/60Hz
- Matériaux: PVC – PU - PA
- Poids: 4.7kg
- Poids maxi utilisateur: 140kg

**Disponible à la location: 75.- CHF/mois**

**Categories:** [3. Repos](#), [Matelas](#)

## MATELAS À AIR MÉDICALISÉ AVEC COMPRESSEUR – PROTECTOR 3

Le **matelas à air médicalisé avec compresseur – Protector 3** est spécialement conçu pour les patients à haut risque d'escarres. Ce matelas médicalisé à alternance utilise 17 tubes qui se gonflent et se dégonflent en cycle, garantissant une répartition continue des pressions et une stimulation régulière de la circulation sanguine.

### ☐ **Fonctionnement et prévention :**

- **Alternance pneumatique** : Les tubes s'activent par cycles pour réduire les points de pression.
- **Haute efficacité** : Recommandé pour les utilisateurs alités plus de 12 heures par jour.
- **Matelas anti-escarres** : Surface ergonomique qui épouse la morphologie pour plus de confort.

Grâce à sa conception robuste, le **Protector 3** se fixe facilement sur un sommier standard. Son compresseur inclus maintient un débit d'air constant et dispose d'un connecteur rapide pour une installation sans fuite ni interruption.

### ☐ **Contenu du kit & entretien :**

- **Compresseur médicalisé** : Silencieux et fiable pour un usage continu.
- **Connecteur rapide** : Raccordement simple sans outils.
- **Entretien aisé** : Housse amovible, compatible désinfectants hospitaliers.

Ce **matelas à air médicalisé** s'adresse aussi bien aux établissements de santé qu'à l'usage à

domicile. Sa mise en place rapide et son réglage automatique de la pression en font un choix de référence pour la prévention des escarres et le confort des patients.

**Commandez votre matelas à air médicalisé Protector 3 dès maintenant pour une protection et un soutien optimal !**

