



MATELAS À AIR PROTECTOR 3 + COMPRESSEUR

UGS: 30060
720.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: 11cm
- Dimensions totales: 280 x 85cm
- Tension: 220-240V – 50/60Hz
- Matériaux: PVC – PU – PA
- Poids: 4.7kg
- Poids maxi utilisateur: 140kg

Disponible à la location: 75.- CHF/mois

Categories: [Matelas](#), [Repos](#)

Matelas à alternance composé de 17 tubes qui se gonflent et dégonflent alternativement pour prévenir des escares.
Convient pour haut risque d'escars.
Livré avec compresseur et connecteur rapide.

