



MATELAS TRIPORTANCE ANTI-ESCARRE ALOVA

UGS: 30004

696.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

• Couleur: Noir

Disponible à la location: 65.- CHF/mois

Categories: [3. Repos](#), [Matelas](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Matelas en mousse viscoélastique triportance à décharge talonnière.
Abaissement des valeurs de pression par des portances adaptées pour chaque zone du corps.
Amélioration des flux vasculaires au niveau des talons par une proclive intégrée. Réduction à minima du risque de contamination croisée par une housse de protection intégrale techniquement éprouvée.
Accompagnement des mouvements du corps.
Réduction optimale des pressions en regard des zones à risque grâce à la proclive du segment jambier, associée à la multiportance du matelas ALOVA.
Garantie 2 ans