



MONTE-ESCALIERS SUR CHENILLES LG2004

UGS: 20130

4'600.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Encombrement maximal: 144x67x99cm
- Puissance du moteur: 300W
- Puissance absorbée par le chargeur de batterie: 80W
- Alimentation du chargeur de batterie: 220 V
- Autonomie: 540 marches
- Autonomie avec indicateur de charge en réserve: 180 marches
- Mesure minimale de largeur des escaliers: 77cm
- Espace minimal de manœuvre sur palier en L: 98x98cm
- Espace minimal de manœuvre sur palier en U: 98x170cm
- Inclinaison maximum: 70% 35°
- Temp. d'utilisation et stockage: -20° + 50°
- Vitesse maximum: 15 marches/minute
- Poids total: 58kg
- Poids du timon: 12kg
- Poids du corps de la machine: 46kg
- Poids du chargeur de batterie: 0.7kg
- Poids maximum transportable: 130Kg
- Coloris: Bleu

Disponible à la location: 150.- CHF/Semaine

Categories: [2. Mobilité](#), [Fauteuil roulant](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Le monte-escalier **LG2004** de chez Antano, permet de transporter un fauteuil roulant avec un passager à mobilité réduite dans l'escalier d'un bâtiment.

Les chenilles du **LG2004** permettent de monter ou descendre sans à coups et dans un confort total. La manoeuvre est effectuée par le conducteur avec des boutons de commande positionnés sur le guidon.

Le nouvel appuie-tête double, réglable en hauteur et rembourré, garantit au patient un confort maximal.

Un nouveau système de crochage du haut, permet à l'utilisateur d'accrocher le fauteuil roulant sans

effort et sans mouvement avec les pieds.

Déblochage de sécurité:

Déplacement manuel des 4 roues de levage et des chenilles en cas d'urgence.

