



## PANIER POUR CADRE DE MARCHÉ

**UGS:** 20029

**30.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Longueur: 40.5cm
- Largeur: 15cm
- Profondeur: 18cm
- Poids: 0.4kg
- Poids max.: 4.5kg

**Categories:** [Accessoire pour cadre de marche,](#)  
[Mobilité](#)

Panier de transport métallique revêtu de vinyle. Plateau en plastique thermoformé pour le fond du panier avec porte-gobelet intégré. Permet de transporter des objets tout en gardant les mains libres.

Se fixe au cadre de marche avec des sangles scratch.

